



Arzneimittelgabe in der regionalen Schmerztherapie und Pumpensysteme			
	<p>Arzneimittel:</p> <p>Ropivacain Bag Ropivacain + Sufentanil Bag (aus Apo) Ropivacain + Sufentanil Bag (nicht Apo)</p>	<p>Anwendungszeit max.:</p> <p>48 Std. 48 Std. 24 Std.</p>	<p>Arzneimittel:</p> <p>Ropivacain Bag Ropivacain + Sufentanil Bag (aus Apo) Ropivacain + Sufentanil Bag (nicht Apo)</p>
<p>Einfach geschlossenes System:</p> <p>Durchlaufkassette für Schmerzpumpe</p>	<p>Wechselintervall:</p> <p>Max. 72 Std.</p>		<p>Nicht geschlossenes kombiniertes System:</p> <p>Infusionssystem Dreiweghahn Perfusorspritze Perfusorleitung</p>
<p>Filter:</p> <p>Größe 0,2µm Fixolong Pajunk Pin Pad Perifix</p>	<p>Wechselintervall:</p> <p>Max. 72 Std.</p>	<p>Filter:</p> <p>Größe 0,2µm Fixolong Pajunk Pin Pad Perifix</p>	<p>Wechselintervall:</p> <p>Max. 24 Std.</p>
<p>1. <u>Aseptisches Arbeiten erforderlich (z. B. Händedesinfektion, kontaminationsfreies Arbeiten)!</u></p> <p>2. Trennung des Patienten vom System (z. B. zur Mobilisation) erfordert Erneuerung des Arzneimittels und des Systems.</p>			